IHR PARTNER FÜR INNOVATIVE MEDIZINTECHNIK



GESELLSCHAFT FÜR MEDIZINTECHNIK MBH

Vertrieb · Service · Finanzierung







Zubehörkatalog Neurologie



Allgemeine Lieferbedingungen

Anfallende Porto- und Verpackungskosten gehen zu Lasten des Empfängers und betragen derzeit 7,50 €.

Wir behalten uns vor, Änderungen und Verbesserungen ohne Vorankündigung durchzuführen.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sollte ein von Ihnen gewünschter Artikel nicht im Katalog aufgeführt sein, wenden Sie sich bitte an unsere Bestellhotline unter:

Tel.: 02303 / 95140 - 0

Fax: 02303 / 95140 - 40

E-Mail: bestellung@diamedic.com

Stand: April 2024



Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>EEG</u>	
Kopfhauben	5
Elektroden	8
Ohrelektroden	10
Elektrodenleitungen	11
EEG Nadelelektroden	12
Sinterklebeelektroden	12
Oberflächenelektroden	13
EKG Elektroden für EEG	14
<u>EMG</u>	
Konzentrische Einweg-Nadelelektroden	16
Sensible Nadelelektroden	18
Oberflächen-Ableitelektroden	19
EP Nadelelektroden	22
EP Napfelektroden	23
Stimulationselektroden	24
Erdelektroden	26
Zubehör AEP und VEP	27
Pasten, Gele und Cremes	
Elektrodenpasten, -gele und -cremes	29
<u>Dopplersonden</u>	
Mehrweg - Sonden	33
Preisliste	37



EEG Zubehör





Kopfhauben

Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
504730 D	Universal Kopfhaube Erwachsene (ohne Elektroden)	1 Stück	
504731 D	Universal Kopfhaube Kinder (ohne Elektroden)	1 Stück	
424215 D	Silikonschlauch Querrichtung 45 cm für Kopfhaube Erwachsene	12 Stück	
424216 D	Silikonschlauch Querrichtung 38 cm für Kopfhaube Kinder	12 Stück	
424213 D	Silikonschlauch Längsrichtung für Kopfhaube Erwachsene	2 Stück	
424214 D	Silikonschlauch Längsrichtung für Kopfhaube Kinder	2 Stück	
424212 D	Seitenteil gelocht 71 x 50 mm	2 Stück	



Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
504700 D	Lochband 710 x 30 mm	1 Stück	
504701 D	Lochband 360 x 13 mm	5 Stück	
504710 D	Stirnbandknöpfe, 14 mm Dorn	10 Stück	8
504711 D	Stirnbandknöpfe, 16 mm Dorn	10 Stück	



Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
1020 1022 1024 1026 1028 1030 1032 1034 1036 1038 1040	Schröter Kopfhauben transparent 20 cm Haube 22 cm Haube 24 cm Haube 26 cm Haube 28 cm Haube 30 cm Haube 31 cm Haube 32 cm Haube 33 cm Haube 40 cm Haube 40 cm Haube 40 cm Haube	1 Stück	
H564A	Universal Kopfhaube Nihon Kohden	1 Stück	
H551A	Kinnriemen mit Kinnschale für Kopfhaube H564A Nihon Kohden	1 Stück	
1144-008488C	Ohrhalterung für Kopfhaube H564A Nihon Kohden	1 Stück	



Elektroden

Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
505201 D	Z-Elektrode (2 mm Anschluss)	10 Stück	
505207 D	Pilz-Elektrode mit Querloch (2 mm Anschluss)	10 Stück	0 /
505209 D	Brücken-Elektrode für Erwachsene mit Querloch (2 mm Anschluss)	10 Stück	٤
505210 D	Brückenelektroden für Kinder mit Querloch (2 mm Anschluss)	10 Stück	1世
H542B	Brückenelektrode (2 mm Anschluss) Nihon Kohden	23 Stück	



Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
507104 D	Bezug für EEG Elektroden (26 mm)	50 Stück	09
NKD-FILZ D	Bezug für EEG Elektrode H542B (25 mm)	100 Stück	22
Bezug-28/100	Bezug für EEG Elektroden (28 mm)	100 Stück	80
Bezug-32/100	Bezug für EEG Elektroden (32 mm)	100 Stück	60
748040 D	O-Ringe für EEG Elektroden (10 mm)	25 Stück	0000
O-Ringe-85	O-Ringe für EEG Elektroden (8,5 mm)	100 Stück	9
H569	O-Ringe für EEG Elektroden Inkl. Applikator (8,5 mm) Nihon Kohden	50 Stück	
507109 D	Montagekegel für Pilz- und Brückenelektroden (14 mm)	1 Stück	



Ohrelektroden

Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
505222 D	Ohrelektrode mit berührungs- geschütztem Stecker (100 cm)	2 Stück	
H543B	Ohrelektrode mit berührungs- geschütztem Stecker (90 cm) Nihon Kohden	1 Stück	O
H540A	Ohrelektrode mit berührungs- geschütztem Stecker und Clip Nihon Kohden	1 Stück	



Elektrodenleitungen

Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
508831 D	Elektrodenleitung mit 2mm und berührungsgeschütztem Stecker schwarz (85 cm)	10 Stück	
508834 D	Elektrodenleitung mit 2mm und berührungsgeschütztem Stecker rot (85 cm)	10 Stück	
K518B	Elektrodenleitung mit 2mm und berührungsgeschütztem Stecker farbig (90 cm) Nihon Kohden	25 Stück	
K518AD	Elektrodenleitung mit 2mm und berührungsgeschütztem Stecker farbig (100 cm)	10 Stück	



EEG Nadelelektroden

Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
630100 D	Einmal-Scalp-Nadelelektrode 10 mm x 0,3 mm (0,7 mm Anschluss)	40 Stück	
630101 D	Kabel für Scalp-Nadelelektrode 2 x 0,7 mm auf 5-pol Stecker (100 cm)	1 Stück	
630102 D	Kabel für Scalp-Nadelelektrode 2 x 0,7 mm auf 5-pol Stecker (200 cm)	1 Stück	

Sinter-Klebeelektroden

Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
	Sinter-Klebeelektroden mit berührungsgeschütztem Stecker (Ø 14 mm)	2 Stück	
505014 D	70 cm Kabel		
505015 D	150 cm Kabel		
505016 D	250 cm Kabel		11
605112 D	Kleberinge für Sinter-Klebeelektroden (außen Ø 20 mm / innen Ø 8 mm)	500 Stück	0000000000



Oberflächenelektroden

Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
	Grass Gold-Cup-Elektroden 10 mm mit berührungsgeschütztem Stecker	10 Stück	ĠŔŔŝ
FE5GH-03	0,30 m		I, I, I, I, I, I
FE5GH-07	0,75 m		
FE5GH-12	1,22 m		a a a a a a a a
FE5GH-15	1,52 m		GENUINE GRASS ELECTRODES
FE5GH-18	1,82 m		COLD A MATERIAL PLANT AND A MATERIAL PARKETS AND A MATERIAL PLANT AND A MATERIAL PLANT AND A MATERIAL PARKETS AND A MATERIAL PLANT AND A MATERIAL PARKETS AND A
FE5GH-24	2,44 m		400
	Gold-Cup-Elektroden 11 mm mit berührungsgeschütztem Stecker	5 Stück	
630505 D	0,50 m		
630509 D	1,00 m		
630510 D	1,50 m		
630511 D	2,00 m		1000
			•



EKG Elektroden für EEG

Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
H068A	EKG-Klammerelektrode mit 3 mm Anschluss Nihon Kohden	4 Stück	
615002 D	EKG-Klammerelektrode für Erwachsene	4 Stück	
615002 K	EKG-Klammerelektrode für Kinder	4 Stück	• • 6
508832 D	EKG Elektrodenleitung mit berührungsgeschütztem Stecker und 4 mm Anschluss (150 cm)	1 Stück	
K512A	EKG Elektrodenleitung mit berührungsgeschütztem Stecker (200 cm) Nihon Kohden	2 Stück	



EMG Zubehör





Konzentrische Einweg-Nadelelektroden

Nihon Kohden Classic Line

Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
NKD-NM3525	L = 25 mm, Ø = 0,35 mm dunkelgrau	25 Stück	a killing. In
NKD-NM4525	L = 25 mm, Ø = 0,45 mm schwarz	25 Stück	the state of the s
NKD-NM4537	L = 37 mm, Ø = 0,45 mm blau	25 Stück	Sansa o
NKD-NM4540	L = 40 mm, Ø = 0,45 mm rot	25 Stück	-
NKD-NM4545	L = 45 mm, Ø = 0,45 mm gelb	25 Stück	Security 1997
NKD-NM4550	L = 50 mm, Ø = 0,45 mm grau	25 Stück	
NKD-NM5565	L = 65 mm, Ø = 0,55 mm beige	25 Stück	giornal in
NKD-BM113A	Nadel-Kabel 5-pol für Nihon Kohden Classic Line Einweg-Nadelelektroden (150 cm)	1 Stück	



Spes Medica Myoline

Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
509078	L = 25 mm, Ø = 0,30 mm lila	25 Stück	
509079	L = 20 mm, Ø = 0,35 mm weiß	25 Stück	
509081	L = 30 mm, Ø = 0,35 mm rot	25 Stück	17 10 20
509082	L = 30 mm, Ø = 0,45 mm orange	25 Stück	
509086	L = 40 mm, Ø = 0,35 mm grau	25 Stück	
509087	L = 40 mm, Ø = 0,45 mm schwarz	25 Stück	
509089	L = 50 mm, Ø = 0,45 mm gelb	25 Stück	
509090	L = 50 mm, Ø = 0,35 mm grün	25 Stück	
509091	L = 60 mm, Ø = 0,50 mm blau	25 Stück	
509092	L = 70 mm, Ø = 0,60 mm braun	25 Stück	
509060	Nadel-Kabel 5-pol für Myoline Einweg-Nadelelektroden (100 cm)	1 Stück	
509061	Nadel-Kabel 5-pol für Myoline Einweg-Nadelelektroden (200 cm)	1 Stück	



Sensible Nadelelektroden

Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
700002	Akupunkturnadeln L = 15 mm, Ø = 0,20 mm Anschluss 1,25 mm	100 Stück	Hwato Hwato
700003	Akupunkturnadeln L = 13 mm, Ø = 0,30 mm Anschluss 1,25 mm	100 Stück	
145103	Kabel für Akupunkturnadeln mit berührungsgeschütztem Stecker und 1,25 mm Buchse L = 50 cm	3 Stück	
145113	Kabel für Akupunkturnadeln mit berührungsgeschütztem Stecker und 1,25 mm Buchse L = 100 cm	3 Stück	
156122	Kabel für Akupunkturnadeln mit 5-pol Stecker und 2 x 1,25 mm Buchse L = 120 cm	1 Stück	



Oberflächen-Ableitelektroden

Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
H638	Oberflächenelektrode, 6-pol Stecker, 230 cm	1 Stück	
9013S0352	Balkenelektrode, 5-pol Stecker	1 Stück	
630104 D	Scheibenelektrode, 5-Pol Stecker, 100 cm	1 Stück	
630506 D	Oberflächenableitelektrode 5-pol Stecker, 120 cm	1 Stück	
630521 D	Oberflächenableitelektrode mit Spann- band und 10 Filzen, 5-pol Stecker, 150 cm	1 Stück	
677073 D	Ersatzfilze für 630521	10 Stück	当色



Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
70001-K/12	Einweg-Klebeelektroden 15 x 20 mm, 10 cm Kabel, DIN-Stecker	12 Stück	
70002-K/12	Einweg-Klebeelektroden 15 x 20 mm, 20 cm Kabel, DIN-Stecker	12 Stück	
9013S0213 D	Einweg-Gel-Klebeelektroden 15 x 20 mm, 8 cm Kabel, 0,7 mm Anschluss	120 Stück	
630830 D	Geschirmtes Elektrodenkabel, 5-pol Stecker, 3 x DIN-Buchse, 150 cm (für 70001-K/12 und 70002-K/12)	1 Stück	
630101 D	Geschirmtes Elektrodenkabel, 5-pol Stecker, 2 x 0,7 mm Buchse, 100 cm (für 9013S0213 D)	1 Stück	
630102 D	Geschirmtes Elektrodenkabel, 5-pol Stecker, 2 x 0,7 mm Buchse, 200 cm (für 9013S0213 D)	1 Stück	
3310071005 D 3310071007 D 3310071009 D 3310071010 D 3310071011 D	Elektrodenleitung mit Druckknopf- und berührungsgeschütztem Stecker Länge 50 cm Länge 100 cm Länge 150 cm Länge 250 cm Länge 250 cm	10 Stück	



Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
630523 D	Anschlusskabel Schlaufenelektrode, 5-pol Stecker, 120 cm	1 Stück	
630524 D	Schlaufenelektrode	2 Stück	
H653	Schlaufenelektrode, 5-pol Stecker, 200 cm Nihon Kohden	1 Stück	
630103 D	Schlaufenelektrode, 5-pol Stecker, 100 cm	1 Stück	



EP Nadelelektroden

Bestellnummer	Bezeichnung	VE
630100 D	Einmal-Scalp-Nadelelektrode, 10 mm x 0,3 mm (0,7 mm Anschluss)	40 Stück
630101 D	Kabel für Scalp-Nadelelektrode, 2 x 0,7 mm auf 5-pol Stecker, (100 cm)	1 Stück
630102 D	Kabel für Scalp-Nadelelektrode, 2 x 0,7 mm auf 5-pol Stecker, (200 cm)	1 Stück



EP Napfelektroden

Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
505014 D 505015 D 505016 D	Sinterelektrode 14 mm mit berührungsgeschütztem Stecker 70 cm 150 cm 250 cm	2 Stück	s n
605112 D	Kleberinge für Sinter-Klebeelektroden (außen Ø 20 mm / innen Ø 8 mm)	500 Stück	00000000000
630505 D 630509 D 630510 D 630511 D	Gold-Cup-Elektroden 11 mm mit berührungsgeschütztem Stecker 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm	5 Stück	
H852A	Oberflächenelektrode, 150 cm Nihon Kohden	5 Stück	



Stimulationselektroden

Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
630588 D	Oberflächen-Nervenreizelektrode, 3-pol Stecker, 300 cm	1 Stück	040
630578 D	Oberflächen-Nervenreizelektrode, 5-pol Stecker, 200 cm	1 Stück	69
630591 D	Einsätze für Oberflächen- Nervenreizelektrode, vergoldet	2 Stück	
630593 D	Filzeinlage (für 630588 D und 630578 D)	20 Stück	
630640 D	Fixierband mit Klett, elastisch 20 x 420 mm (für 630588 D und 630578 D)	1 Stück	
H636	Stimulationselektrode, 5-pol Stecker, 200 cm Nihon Kohden	1 Stück	



Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
H646	Filzeinlage (für H636) Nihon Kohden	100 Stück	
YZ-0172	Adapter zur Neuropack S1 Konsole (für H636 und H653) Nihon Kohden	1 Stück	
630101 D	Kabel für Fingerelektrode, 2 x 0,7 mm auf 5-pol Stecker, 100 cm	1 Stück	
630102 D	Kabel für Fingerelektrode, 2 x 0,7 mm auf 5-pol Stecker, 200 cm	1 Stück	



Erdelektroden

Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
	Erdband mit Druckknopf		
515022 D 515023 D	L = 25 cm / B = 2 cm L = 45 cm / B = 2 cm	1 Stück 1 Stück	
515023 D 515024 D	L = 35 cm / B = 2 cm	1 Stück	
	Silikon-Erdband mit Druckknopf		
500505 B		4.61.7.1	
630636 D 630636 S	L = 35 cm / B = 2 cm L = 45 cm / B = 2 cm	1 Stück 1 Stück	
630638 D	L = 70 cm / B = 2 cm	1 Stück	UU
630832 D	Erdanschlusskabel mit Druckknopf und 4 mm Stecker,	1 Stück	
	150 cm		
630538 D	Erdanschlusskabel mit Druckknopf und berührungs- geschütztem Stecker, 150 cm	1 Stück	
	Erdelektrode mit Sicherheitsstecker		
H662	Klettband 45 cm Erwachsene	1 Stück	
11002			
H664	Klettband 31 cm Kinder	1 Stück	
	Nihon Kohden		



Zubehör AEP und VEP

Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
	Kopfhörer	1 Stück	
Y849A	für Erwachsene		
Y849B	für Kinder		
	Nihon Kohden		
	Ohrpolster	2 Stück	
Y849C	für Kopfhörer Y849A		
Y849D	für Kopfhörer Y849B		
	Nihon Kohden		
LS-102J	LED Blitzbrille	1 Stück	
	Nihon Kohden		



Pasten, Gele und Cremes









Pasten, Gele und Cremes

Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
F020	Nihon Kohden Skin Pure Paste, 135 g Zur Vorbehandlung der Kopfhaut und Reduzierung der Übergangswiderstände	2 Stück	SkinPure SkinPure 1359-7-ton 124 1359-7-ton 145 1359-7-ton 146 1359-7-ton
F010	Nihon Kohden Cardio Creme, 100 g <i>EEG-EKG Kontaktcreme</i>	2 Stück	INDUCTION CARDING COMMENTS OF THE PROPERTY OF
F509-2	Elefix Paste, 180 g Tube	2 Stück	S Necon Icology
F509-10	Elefix Paste, 180 g Tube Klebeleitpaste zur Verwendung von EEG- und EP-Ableitungen	10 Stück	Elefix
F510	Elefix Paste, 400 g Dose Klebeleitpaste zur Verwendung von EEG- und EP-Ableitungen	3 Stück	EMONATED TO SEE THE SECOND SEC
517100 D	SAC2 Elektrodencreme, 100 g Klebeleitcreme mit sehr guter Haftwirkung, speziell für Napfelektroden geeignet	10 Stück	5 ACZ Electrode Cream



Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
10.200	OneStep EEG Gel Abrasive Plus, 120 g	1 Stück	Onestep Maria
	Zur Vorbehandlung der Kopfhaut und Reduzierung der Übergangswiderstände		11 103
10.100	OneStep EEG Gel, 120 g	1 Stück	ouestes, the con
	Zur Vorbehandlung der Kopfhaut und Reduzierung der Übergangswiderstände		
Nuprep	Nuprep Hautreinigungsgel, 114 g	3 Stück	Nanrep
	Zur Vorbehandlung der Kopfhaut und Reduzierung der Übergangswiderstände, empfohlen für empfindliche Haut		Sun page de .
605125 D	Spectra Elektrodengel, 250 g	1 Stück	
	Salzfreies Elektrodengel, zur Vorbehandlung der Kopfhaut und Reduzierung der Übergangswiderstände		
Ten-20	Ten20 Klebeleitcreme, 114 g	3 Stück	
	Klebeleitcreme mit sehr guter Haftwirkung, speziell für Napfelektroden geeignet		
Ten-20-8	Ten20 Klebeleitcreme, 228 g Klebeleitcreme	3 Stück	Ten20
	mit sehr guter Haftwirkung, speziell für Napfelektroden geeignet		Ret Wt. 4 U.S.



Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
E-9	ECI Elektroden-Gel 480 g Dose	1 Stück	
	Zur Vorbehandlung der Kopfhaut und Reduzierung der Übergangswiderstände. Empfohlen für empfindliche Haut		ELECTRO-GEL*
630651 D	Everi Hautreinigungspaste 160 g Tube	1 Stück	O Grand Marin
	Zur Vorbehandlung der Kopfhaut und Reduzierung der Übergangswiderstände		CHARLES OF THE PROPERTY OF THE



Compumedics - DWL Dopplersonden





Mehrweg – Dopplersonden

Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
6018	2 MHz Sonde / 6-Pin Stecker <u>Für folgende Doppler:</u> Multi Dop P und Pro, ab S/N: 0851 Multi Dop T und T digital, ab S/N: 0212 Doppler Box, ab S/N: 0001	1 Stück	
6020	4 MHz Sonde / 6-Pin Stecker Für folgende Doppler: Multi Dop Pro, ab S/N: 1900 Multi Dop T und T digital, ab S/N: 0212 Doppler Box, ab S/N: 0001	1 Stück	10
6022	8 MHz Sonde / 6-Pin Stecker Für folgende Doppler: Multi Dop Pro, ab S/N: 1900 Multi Dop T und T digital, ab S/N: 0212 Doppler Box, ab S/N: 0001	1 Stück	
6021	4 MHz Sonde / 5-Pin Stecker <u>Für folgende Doppler:</u> Multi Dop P und Pro, S/N: 0851 - 1899	1 Stück	10
6023	8 MHz Sonde / 4-Pin Stecker <u>Für folgende Doppler:</u> Multi Dop P und Pro, S/N: 0851 - 1899	1 Stück	



Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
3652	16 MHz Sonde Ø 1 mm, 2,5 m Kabel	1 Stück	
6000	Adapterkabel für 16 MHz Sonde Ø 1 mm (3652)a	1 Stück	
6586	16 MHz-Sonde Ø 1 mm inkl. Adapterkabel und Abdeckkappe (Set besteht aus: 3652 + 6000 + 6542)	1 Stück	
3653	16 MHz Sonde Ø 1,8 mm, 2,5 m Kabel	1 Stück	
6001	Adapterkabel f. 16 MHz Sonde Ø 1,8 mm (3653)	1 Stück	
6589	16 MHz-Sonde Ø 1,8 mm inkl. Adapterkabel und Abdeckkappe (Set besteht aus: 3653 + 6001 + 6542)	1 Stück	



Bestellnummer	Bezeichnung	VE	
3654	16 MHz Sonde Ø 2 mm, 2,5 m Kabel	1 Stück	
6002	Adapterkabel für 16 MHz Sonde Ø 2 mm (3654)	1 Stück	
6587	16 MHz-Sonde Ø 2 mm inkl. Adapterkabel und Abdeckkappe (Set besteht aus: 3654 + 6002 + 6542)	1 Stück	
3655	16 MHz Sonde Ø 3 mm, 2,5 m Kabel	1 Stück	
6003	Adapterkabel für 16 MHz Sonde Ø 3 mm (3655)	1 Stück	
6588	16 MHz-Sonde Ø 3 mm inkl. Adapterkabel und Abdeckkappe (Set besteht aus: 3655 + 6003 + 6542)	1 Stück	





Preisliste (Stand: April 2024)

Bestellnummer	Bezeichnung	VE in Stück	Preis Netto
10.100	OneStep	1	9,60€
10.200	OneStep Abrasive Plus	1	9,60€
1020	Schröter Haube Größe 20	1	42,90€
1022	Schröter Haube Größe 22	1	42,90€
1024	Schröter Haube Größe 24	1	42,90€
1026	Schröter Haube Größe 26	1	42,90€
1028	Schröter Haube Größe 28	1	42,90€
1030	Schröter Haube Größe 30	1	42,90€
1032	Schröter Haube Größe 32	1	42,90€
1034	Schröter Haube Größe 34	1	42,90€
1036	Schröter Haube Größe 36	1	42,90 €
1038	Schröter Haube Größe 38	1	42,90€
1040	Schröter Haube Größe 40	1	42,90 €
1144-008488C	Ersatzohrhalterung	1	8,00€
145103	Kabel für Akupunkturnadeln	3	55,90€
145113	Kabel für Akupunkturnadeln	3	57,90€
156122	Kabel für Akupunkturnadeln	1	77,50€
3310071005 D	Elektrodenleitung mit Druckknopf	10	62,90€
3310071007 D	Elektrodenleitung mit Druckknopf	10	64,90 €
3310071009 D	Elektrodenleitung mit Druckknopf	10	91,90€
3310071010 D	Elektrodenleitung mit Druckknopf	10	122,90€
3310071011 D	Elektrodenleitung mit Druckknopf	10	128,90€
3652	16 MHz Sonde 1mm	1	1.680,00€
3653	16 MHz Sonde 1,8mm	1	1.680,00€
3654	16 MHz Sonde 2mm	1	1.680,00€
3655	16 MHz Sonde 3mm	1	1.680,00€
424212 D	Seitenteil gelocht	2	9,00€
424213 D	Silikonschlauch Längsrichtung Erwachsene	2	13,90 €
424214 D	Silikonschlauch Längsrichtung Kinder	2	13,90 €
424215 D	Silikonschlauch Querrichtung Erwachsene	12	24,00 €
424216 D	Silikonschlauch Querrichtung Kinder	12	19,90 €
504700 D	Lochband	1	6,00€
504701 D	Lochband	5	12,90 €
504710 D	Stirnbandknöpfe kurz	10	22,50€
504711 D	Stirnbandknöpfe lang	10	22,50€
504730 D	Universal Kopfhaube Erwachsene	1	42,90€



Bestellnummer	Bezeichnung	VE in Stück	Preis Netto
504731 D	Universal Kopfhaube Kinder	1	42,90 €
505014 D	Sinter-Klebeelektrode	2	61,90€
505015 D	Sinter-Klebeelektrode	2	62,90€
505016 D	Sinter-Klebeelektrode	2	63,90€
505201 D	Z-Elektrode	10	254,90 €
505207 D	Pilz-Elektrode	10	235,00€
505209 D	Brückenelektrode Erwachsene	10	254,90 €
505210 D	Brückenelektrode Kinder	10	254,90 €
505222 D	Ohrelektrode	2	53,90€
507104 D	Bezug für EEG Elektroden	50	7,90 €
507109 D	Montagekegel Pilz-/Brückenelektroden	1	9,90€
508831 D	Elektrodenleitung	10	77,90 €
508832 D	EKG Elektrodenleitung	1	20,50€
508834 D	Elektrodenleitung	10	77,90 €
509060	Myoline Nadelanschlusskabel	1	66,90€
509061	Myoline Nadelanschlusskabel	1	85,70€
509078	Myoline Nadelelektrode	25	97,90 €
509079	Myoline Nadelelektrode	25	97,90€
509081	Myoline Nadelelektrode	25	97,90 €
509082	Myoline Nadelelektrode	25	97,90€
509086	Myoline Nadelelektrode	25	97,90 €
509087	Myoline Nadelelektrode	25	97,90€
509089	Myoline Nadelelektrode	25	97,90 €
509090	Myoline Nadelelektrode	25	97,90€
509091	Myoline Nadelelektrode	25	97,90 €
509092	Myoline Nadelelektrode	25	97,90€
517100	SAC2	10	107,90 €
515022 D	Erdband mit Druckknopf	1	37,50€
515023 D	Erdband mit Druckknopf	1	42,90 €
515024 D	Erdband mit Druckknopf	1	38,90€
515033 D	Fingerelektrode	2	60,00€
6000	Adapter für 16 MHz Sonde 1mm	1	140,00€
6001	Adapter für 16 MHz Sonde 1,8mm	1	140,00€
6002	Adapter für 16 MHz Sonde 2mm	1	140,00€
6003	Adapter für 16 MHz Sonde 3mm	1	140,00€
6018	2 MHz Sonde 6-Pin	1	1.140,00€
6020	4 MHz Sonde 6-Pin	1	1.140,00€
6021	4 MHz Sonde 5-Pin	1	1.140,00€



Bestellnummer	Bezeichnung	VE in Stück	Preis Netto
6022	8 MHz Sonde 6-Pin	1	1.140,00 €
6023	8 MHz Sonde 4-Pin	1	1.140,00 €
605112 D	Klebering	500	41,90 €
605125	Spectra	1	7,00€
6090	16 MHz Adapter Einwegsonden (EZ-Dop)	1	660,00€
6091	16 MHz Adapter Einwegsonden (Digitale Gerät	e) 1	480,00€
615002 D	EKG Klammerelektrode Erwachsene	4	27,90 €
615002 K	EKG Klammerelektrode Kinder	4	27,90€
630100 D	Einmal-Scalp-Nadelelektrode	40	85,00€
630101 D	Kabel für Einmal-Scalp-Nadelelektrode	1	88,50€
630102 D	Kabel für Einmal-Scalp-Nadelelektrode	1	105,90 €
630103 D	Schlaufenelektrode inkl. Kabel	1	72,00€
630104 D	Scheibenelektrode	1	99,00€
630505 D	Gold Cup Elektrode	5	89,50€
630506 D	Oberflächenableitelektrode	1	83,50€
630509 D	Gold Cup Elektrode	5	92,90€
630510 D	Gold Cup Elektrode	5	96,90€
630511 D	Gold Cup Elektrode	5	99,90€
630521 D	Oberflächenableitelektrode	1	115,00€
630523 D	Anschlusskabel Schlaufenelektrode	1	57,50€
630524 D	Schlaufenelektrode	2	45,90 €
630538 D	Erdanschlusskabel	1	32,50€
630578 D	Oberflächen-Nervenreizelektrode	1	89,90 €
630588 D	Oberflächen-Nervenreizelektrode	1	93,90€
630591 D	Goldeinsatz	2	18,00€
630593 D	Filzeinlage	20	18,00€
630636 D	Silikon-Erdband mit Druckknopf	1	31,50€
630636 S	Silikon-Erdband mit Druckknopf	1	32,90€
630638 D	Silikon-Erdband mit Druckknopf	1	40,00€
630640 D	Fixierband	1	17,50€
630651 D	Everi	1	7,90 €
630830 D	Geschirmtes Elektrodenkabel	1	76,00€
630832 D	Erdanschlusskabel	1	41,90 €
6586	16 MHz Sonde 1mm + Adapter + Kappe	1	1.800,00€
6587	16 MHz Sonde 2mm + Adapter + Kappe	1	1.800,00€
6588	16 MHz Sonde 3mm + Adapter + Kappe	1	1.800,00€
6589	16 MHz Sonde 1,8mm + Adapter + Kappe	1	1.800,00€
677073 D	Ersatzfilze	10	14,50€



Bestellnummer	Bezeichnung	VE in Stück	Preis Netto
700002	Akupunkturnadel	100	15,50€
700003	Akupunkturnadel	100	15,50€
70001-K/12	Einweg-Klebeelektrode	12	24,00€
70002-K/12	Einweg-Klebeelektrode	12	24,00€
748040 D	O-Ringe	25	9,50€
9013S0213 D	Einweg-Gel-Klebeelektrode	120	134,90 €
9013S0352	Balkenelektrode	1	176,00€
Bezug-28/100	Bezug für EEG Elektroden	100	11,90€
Bezug-32/100	Bezug für EEG Elektroden	100	13,90€
E-9	ECI	1	19,90€
F010	Cardio Creme	2	9,00€
F020	Skin Pure	2	23,00€
F509-2	Elefix 180g	2	42,00€
F509-10	Elefix 180g	10	108,00€
F510	Elefix 400g	3	86,00€
FE5GH-03	Grass Gold Cup Elektrode	10	201,90€
FE5GH-07	Grass Gold Cup Elektrode	10	211,90 €
FE5GH-12	Grass Gold Cup Elektrode	10	211,90€
FE5GH-15	Grass Gold Cup Elektrode	10	211,90€
FE5GH-18	Grass Gold Cup Elektrode	10	246,90 €
FE5GH-24	Grass Gold Cup Elektrode	10	246,90 €
H068A	EKG Klammerelektrode Erwachsene	4	40,00€
H540A	Ohrelektrode	1	19,00€
H542B	Brückenelektrode Nihon Kohden	23	523,00€
H543B	Ohrelektrode	1	61,00€
H551A	Kinnriemen mit Kinnschale	1	22,00€
H564A	Kopfhaube Nihon Kohden	1	82,00€
H569	O-Ringe	50	55,00€
H636	Stimulationselektrode	1	130,00€
H646	Filzeinlage	100	29,00€
H653	Schlaufenelektrode inkl. Kabel	1	156,00€
H662	Erdelektrode Erwachsene	1	70,00€
H664	Erdelektrode Kinder	1	67,00€
H852A	Oberflächenelektrode	5	92,00€
K512A	EKG Elektrodenleitung	2	16,00€
K518AD	Elektrodenleitung	10	82,90€
K518B	Elektrodenleitung	25	499,00€
LS-102J	Blitzbrille	1	635,00€



Bestellnummer	Bezeichnung	VE in Stück	Preis Netto
NKD-BM113A	Nihon Kohden Nadelanschlusskabel	1	113,00€
NKD-FILZ D	Bezug für EEG Elektroden	100	15,90€
NKD-NM3525	Nihon Kohden Nadelelektrode	25	127,00€
NKD-NM4525	Nihon Kohden Nadelelektrode	25	127,00€
NKD-NM4537	Nihon Kohden Nadelelektrode	25	127,00€
NKD-NM4540	Nihon Kohden Nadelelektrode	25	127,00€
NKD-NM4545	Nihon Kohden Nadelelektrode	25	127,00€
NKD-NM4550	Nihon Kohden Nadelelektrode	25	127,00€
NKD-NM5565	Nihon Kohden Nadelelektrode	25	127,00€
Nuprep	Nuprep	3	33,50€
O-Ringe-85	O-Ringe	100	9,90 €
Ten-20	Ten20 114g	3	28,00€
Ten-20-8	Ten20 230g	3	51,50€
Y849A	Kopfhörer Erwachsene	1	507,00€
Y849B	Kopfhörer Kinder	1	507,00€
Y849C	Ohrpolster Kopfhörer Erwachsene	2	94,00€
Y849D	Ohrpolster Kopfhörer Kinder	2	148,00€
YZ-0172	Adapter Neuropack S1 Konsole	1	161,00€



Fax-Bestellung 02303 / 95140-40

Einfach kopieren, ausfüllen und absenden an:

DiaMedic Gesellschaft für Medizintechnik mbH

Bestellnummer	Bezeichnung		VE
Firma, Besteller		Kundennummer:	
Straße, Nr.		Firmenstempel	
PLZ, Ort			
Ansprechpartner			
Tel.			
Fax			
E-Mail	·		
Datum, Unterschrift			



Notizen:

IHR PARTNER FÜR INNOVATIVE MEDIZINTECHNIK



GESELLSCHAFT FÜR MEDIZINTECHNIK MBH

 $Vertrieb \cdot Service \cdot Finanzierung$

Massener Hellweg 2 59427 Unna

Tel.: 02303 / 95140-0 Fax: 02303 / 95140-40 E-Mail: info@diamedic.com Internet: www.diamedic.com